



Steady Voice

Seu app para treinar a fala lisa. Aqui está o que cada botão faz, e como usar.

Para quem é este manual

A primeira metade é para você. A segunda metade é para um adulto. Você pode ler tudo se quiser — não tem nada secreto aqui.

O app está em inglês. Neste manual, o nome de cada botão aparece **em verde**, exatamente como está na tela, com a explicação em português ao lado.

Para que serve este app

Às vezes as palavras travam na hora de sair. Isso se chama gagueira, e muita gente tem. Não é culpa sua, e não é porque você está nervoso ou não está se esforçando.

Sua boca faz um trabalho muito rápido. O Steady Voice dá um treino para ela, do mesmo jeito que você treinaria um esporte ou um instrumento. Você faz um pouquinho, quase todo dia, e vai ficando mais fácil.

Três coisas verdadeiras

- Existem dias lisos e dias travados. Um dia travado não quer dizer que você fez algo errado.
- Ninguém neste app está te ouvindo nem te dando nota. **Você** decide como foi.
- O app ajuda, mas ele não é um fonoaudiólogo. Funciona melhor quando você também tem um de verdade.

Existem duas portas

Olhe no canto de cima, à direita. Tem dois botõezinhos ali.

O sol

Deixa o app claro ou escuro. Escolha o que for melhor para os seus olhos.

As duas pessoas

Troca entre o **seu** lado do app e o lado do **adulto**. Aperte e os botões de baixo mudam.

Os botões de baixo, em português

SEU LADO	O QUE É	LADO DO ADULTO	O QUE É
Today	Hoje	Today	Hoje
Practice	Treino	Progress	Progresso
Read	Ler em voz alta	Guides	Guias
Out Loud	Na vida real	Find help	Achar ajuda
Talk	Conversar		

Dá para saber em que lado você está olhando os botões de baixo. O seu lado tem cinco botões e começa com Today, Practice. O lado do adulto tem quatro e tem um chamado Progress.

Today · Hoje

É a página que abre primeiro. Ela mostra o que fazer hoje, e mais nada. Se você usar só esta página, já está ótimo.

O número no canto

É a sua **sequência** — quantos dias seguidos você treinou. Ele não volta para zero só porque você ainda não começou hoje. Treine uma vez e ele sobe um.

Três tarefas

Embaixo aparecem três treinos escolhidos para hoje. Toque em um e ele abre.

Quando você termina um, aparece um tiquinho do lado. Três tiques é um dia excelente. Um tique já é um bom dia.

A tarefa da vida real

Uma coisa para tentar fora da tela. Algo como **usar fala silabada em duas frases enquanto a gente faz o jantar**. Tem uma página inteira sobre isso mais para a frente.

Por que três, e por que estes três? Eles mudam todo dia para você não enjoar, e o primeiro é sempre um treino de ritmo, porque é o que mais ajuda.

Quanto tempo eu faço?

Pouco e sempre é melhor do que muito e raramente. Algumas voltinhas de cinco ou dez minutos ao longo do dia valem bem mais do que uma sessão gigante uma vez por semana. Os fonoaudiólogos pedem **de quatro a seis voltinhas por dia** no começo.

Você não precisa fazer tudo isso no app. Conversar com um adulto usando fala silabada enquanto passeia com o cachorro também conta.

Practice · Treino

Nove exercícios, em quatro grupos. O grupo já diz o que cada um treina.

GRUPO	O QUE TREINA	EXERCÍCIOS
Rhythm and rate Ritmo e velocidade	A velocidade e a batida da sua fala. O grupo maior, e o mais importante para você.	Syllable Time Hybrid Session Stretchy Speech
Smooth mechanics Como a boca faz o som	O que a sua boca e a sua respiração estão fazendo de verdade.	Gentle Starts Feather Touch Wave Breathing
Building up Aumentando aos poucos	Ir de pedaços curtos e fáceis para pedaços mais longos e difíceis.	Word Ladder Stepping Stones
When a word gets stuck Quando a palavra trava	O que fazer no exato momento em que a palavra não sai.	Rescue Moves

Se você escolher só um

Escolha o **Syllable Time**. É o exercício em volta do qual este app inteiro foi feito, e ele vem de um programa de tratamento de verdade, usado por fonoaudiólogos na Austrália. Os outros oito são ajudantes.

Todo exercício tem o mesmo formato

- Uma coisa para falar, em letras grandes no meio.
- Uma linha embaixo dizendo como falar.
- Botões para ouvir, gravar você e escutar de novo.
- Dois botões no fim: **Smooth** (saiu lisa) ou **Bumpy** (travou). Você escolhe. Aí passa para o próximo.
- Uma caixa **Why this one** lá embaixo explicando para que aquilo serve.
- **Finish practice** quando terminar. É isso que salva os seus minutos.

Nada está te escutando. O app não consegue saber se você travou. Quando você toca em Smooth ou Bumpy, quem está decidindo é **você**. Perceber como foi já faz parte do treino, então seja sincero — mas nunca seja duro com você mesmo.

Syllable Time · Fala silabada

O principal. Você fala cada sílaba no ritmo de uma batida, como se um tambor estivesse te segurando firme.



chil –dren are play –ing

Uma sílaba acende a cada batida. Fale aquela sílaba.

O que é uma sílaba

Sílaba é uma batida da palavra. **Gato** tem duas: **ga-to**. **Bi-ci-cle-ta** tem quatro. O app coloca tracinhos entre elas para você ver onde elas se separam.

As frases do app estão em inglês, mas a ideia é a mesma em qualquer língua. Você pode treinar em português também: **As cri-an-ças es-tão brin-can-do**.

Como fazer

1. Aperte **Start beat**. Você vai ouvir um clique e ver as bolinhas acenderem.
2. Fale uma sílaba em cada batida. A que está acesa é onde você deveria estar.
3. Deixe todas as sílabas **do mesmo tamanho**. Nenhuma mais longa, nenhuma mais forte.
4. **Emende uma na outra**, como quem canta uma linha. Não pique em pedacinhos.
5. Mantenha a sua voz normal — volume normal, expressão normal. Tem que continuar parecendo você.

O erro mais comum. Deixar picado e robótico. Tem que fluir. Se ficar parecendo robô, a batida está rápida demais — puxe para mais devagar.

Os botões

▶ **Start beat**

Liga e desliga o metrônomo. Aperte de novo para parar.



Click on

Liga ou desliga o som do clique. As bolinhas piscam do mesmo jeito.

slower ↔ faster

Comece devagar. Só acelere quando devagar estiver muito fácil. O app guarda a sua velocidade para a próxima vez.

Longer ones →

Troca entre frases curtas e frases mais longas. Comece pelas curtas.

Hybrid Session · Sessão mista

Metade fala silabada, metade a sua voz normal. É a ponte entre treinar e a vida real.



Primeira metade · fala silabada



Segunda metade · fala normal

Escolha quanto tempo dura tudo, aperte começar, e faça a primeira metade em fala silabada com um adulto. Quando o relógio virar, é só falar normalmente sobre o que você quiser. Quase sempre a fala lisa da primeira metade continua na segunda. É exatamente esse o objetivo.

A barrinha de cima

Quanto do tempo é fala silabada. Comece com metade e metade.

A barrinha de baixo

Quanto tempo dura a sessão inteira, de 6 a 20 minutos.

Ao longo das semanas, o adulto vai puxando a barrinha de cima cada vez mais para o lado da fala normal — metade, depois mais, depois mais ainda. O objetivo é que um dia você não precise mais da metade silabada.

Stretchy Speech · Fala esticada

Uma onda anda pela tela. Você fala junto com ela, esticando os sons.



A bolinha laranja anda em cima da onda. Acompanhe a velocidade dela.

Estique as vogais — os sons de **aaa** e **ooo** — e entre devagarinho em cada palavra. Ninguém fala assim o dia inteiro; é uma velocidade de treino. Mandar alguém "falar mais devagar" nunca funciona, mas ter uma coisa para acompanhar funciona.

Três jeitos de deixar os sons mais fáceis

Estes são sobre o que a sua boca e a sua respiração estão fazendo.



Gentle Starts · Começo suave

Palavras que começam com vogal — a, e, i, o, u

Comece a palavra devagarinho, deixando o som aparecer aos poucos, em vez de soltar de uma vez. Pense num carro andando devagar, não numa bola sendo chutada.

Você treina em palavras como **apple**, **open**, **every** e **ocean**, porque não tem consoante dura na frente para forçar.



Feather Touch · Toque de pena

Os sons de apertar — p, b, t, d, k, g

Nesses, os lábios e a língua se apertam, e a pressão pode ir aumentando até não sair nada.

Então encoste **de leve**. Uma pena pousando, não um martelo. Treine com **pizza**, **table**, **dog**, **cake**, **bike**.



Wave Breathing · Respiração em onda

A respiração, e onde a fala acontece

Um círculo cresce e diminui. Puxe o ar pelo nariz enquanto ele cresce, segure um pouquinho, e fale enquanto ele diminui.

Vale saber isto: **a fala sai na hora de soltar o ar**, nunca na hora de puxar. Se o ar acabou, a palavra não vem. Aperte **Start breathing** e siga o círculo.

Você não precisa pensar nos três ao mesmo tempo. Nunca. Escolha um, faça cinco minutos, esqueça. A sua boca aprende um de cada vez.

Começar pequeno e ir crescendo



Word Ladder · Escada de palavras

Uma palavra, depois duas, depois mais

Você começa no degrau de baixo com uma palavra só — **Pizza**. Se sair lisa, você sobe: **I like pizza**. **I like hot pizza**. **I like hot cheese pizza**. São seis degraus até o topo.

Se um degrau travar, toque em **Bumpy** e você desce um e tenta de novo. **Aqui não tem como errar**. O exercício só acha o degrau em que a sua fala está confortável, e vai empurrando para cima a partir dali.



Stepping Stones · Pedras no caminho

Pausar nos lugares certos

Uma frase comprida é muita coisa para carregar de uma vez só. Então o app coloca marquinhas nela, assim:

After school today / I want to ride my bike / down to the park.

Dê uma pausinha em cada marca. **As pausas são suas**. Ninguém está te cronometrando, e pausa não é erro — todo mundo pausa quando fala.

QUANDO A PALAVRA TRAVA



Rescue Moves · Manobras de resgate

Três coisas para fazer na hora

Escorregar para fora. Quando travar numa palavra, não pare e não force mais. Solte no meio dela e e-s-c-o-r-r-e-g-u-e até o fim. Travar não é o fim da palavra.

Falar de novo, fácil. Se a palavra saiu travada, termine ela. Pare um segundo. Aí fale a mesma palavra de novo, com calma. Você não está consertando um erro — está mostrando para a sua boca que o jeito fácil também existe.

Se preparar antes. Quando você sentir que vem uma palavra difícil, deixe a boca pronta antes de começar. Quase sempre dá para sentir um segundinho antes. Esse segundo já basta.

Treine essas manobras quando você estiver calmo, não só quando travar. Assim elas já estão prontas na hora que você precisar.

Read · Ler em voz alta

Ler em voz alta, em quatro tamanhos: palavras soltas, pedacinhos, frases e histórias curtas.

O truque que funciona de verdade

Leia **ao mesmo tempo** que um adulto, em voz alta, as duas vozes juntas. Quase todo mundo que gagueja fica liso lendo junto com alguém. Faça assim primeiro, depois leia de novo sozinho. Isso também é a melhor coisa para pedir a um professor na escola.

Toque nos quatro botões de cima para trocar de nível. **Next** e **Back** andam pelas frases. Vale tentar uma passada em fala silabada também.

Out Loud · Na vida real

Treinar no app é a parte fácil. Usar quando você está falando com alguém de verdade é a parte que conta.

Estas são tarefas para a vida real. Elas estão organizadas por **o quanto é difícil lembrar da sua técnica** naquela situação — não por quanta coragem você precisa ter.

NÍVEL	EXEMPLO
Fácil quieto, só vocês dois	Usar fala silabada em duas frases enquanto vocês fazem o jantar.
Médio agitado ou animado	Contar uma história empolgante — daquelas em que você normalmente acelera — com fala esticada.
Mais difícil na rua	Pedir a sua própria comida usando uma primeira frase devagar e esticada.

Toque em qualquer tarefa para colocar na sua lista, ou escreva a sua na caixinha e aperte **Did one**.

Para o adulto, três regras sobre lembrar a criança. Fora das sessões de treino, um lembrete para usar a técnica vale no máximo umas **uma vez por hora**, só onde a criança está confortável (em casa, com a família, não na frente dos amigos), e **nunca logo depois de uma travada**. Um lembrete que cai logo depois de uma gagueira vira bronca, e a criança para de usar a técnica.

Talk · Conversar

Dez minutos só conversando com um adulto, em algum lugar quieto.

Tem uma carta com pergunta para começar, e um cronômetro. Aperte **Another question** se não gostar da pergunta que apareceu. Isto não é prova — é a conversa comum para a qual todo o treino está apontando.

O que o adulto deve estar fazendo

- Parar o que estiver fazendo. Virar e olhar para a criança.
- Falar mais devagar você também, e pausar mais. Mostre, não mande fazer.
- Esperar. Deixar ela terminar a palavra sozinha.
- Responder o que ela disse, não como ela disse.
- Aqui não se corrige nada. Esta parte é só conversa.

Dez minutos contam como treino. Quando o cronômetro chega ao fim, o app já soma no dia sozinho — não precisa apertar mais nada.

Como é um dia comum

Você não precisa fazer tudo. Um dia assim já está de bom tamanho.

QUANDO	O QUÊ	QUANTO TEMPO
Antes da escola	Syllable Time, frases curtas, batida devagar	5 min
Depois da escola	Mais um exercício do Today — o que você quiser	5 min
Fazendo o jantar	A sua tarefa da vida real. Duas frases já bastam.	1 min
Depois do jantar	Talk, ou ler junto em voz alta no Read	10 min
Depois que você dorme	O adulto dá a nota do dia	1 min

Pulou um dia? Não acontece nada de ruim. Retome amanhã. Um pouquinho quase todo dia vale mais do que muito uma vez por semana, e ficar uma semana sem fazer nada não apaga as semanas anteriores.

Todos os botões, explicados

Estes aparecem no app inteiro. Aqui está o que cada um faz de verdade.



Hear it

O aparelho lê as palavras em voz alta para você saber o alvo. Ele lê devagar de propósito. Ele **não** consegue fazer fala silabada — quem faz isso é a batida.

• **Record me**

Grava a sua voz. Aperte de novo para parar.

► **Play back**

Toca o que você acabou de gravar, para você se ouvir. No Syllable Time, escute se está **igualzinho e emendado** ou picado.

Smooth

Você achou que aquela saiu bem. Passa para a próxima.

Bumpy

Você achou que aquela travou. Também passa — menos no Word Ladder, onde ela te desce um degrau.

Finish practice

Salva os seus minutos e te leva de volta para o Today. **Aperte isso** ou o treino não é contado.

Sobre as gravações

Elas ficam guardadas neste aparelho, e em mais lugar nenhum. Nada é enviado pela internet, e ninguém consegue ouvir a não ser que um adulto toque para a pessoa. O adulto acha todas em **Recordings**, escuta de novo e apaga a que quiser.

Se alguma coisa não funcionar

O QUE ACONTECE

POR QUÊ

O botão de gravar diz que não está disponível

Alguns navegadores não deixam. Todo o resto continua funcionando.

Ele pergunta sobre o microfone

Diga que sim, ou a gravação não funciona. Ele só pergunta uma vez.

Não sai som de clique

Confira o botão Click on, e veja se o aparelho não está no silencioso.

Nada foi salvo

O treino salva quando você aperta Finish practice. E uma janela anônima esquece tudo.

Para o adulto

Aperte o ícone das duas pessoas no canto superior direito. Quatro abas: **Today** (hoje), **Progress** (progresso), **Guides** (guias) e **Find help** (achar ajuda). O conteúdo dessas abas está em inglês.

Today — a nota diária

Um número para o dia inteiro, refletindo a fala **típica**. Não o pior momento, não uma amostra só.



0 · nenhuma gagueira

10 · gagueira gravíssima

Esta é a medida que os fonoaudiólogos australianos realmente pedem aos pais. O app vem com a escala 0–10 do Programa Oakville; dá para mudar para a escala 0–9 do Lidcombe em **Find help** → **Settings**, para bater com a que o seu profissional usar.

Fazer o número significar alguma coisa

- Na primeira semana, anote como é um **dia 2** e um **dia 6** na sua casa. Depois disso, dê a nota sempre comparando com essas referências.
- Avalie a fala, não o dia. Um dia ruim na escola puxa a nota para cima injustamente.
- **Dê a nota depois que ele dormir.** Se o número virar uma nota escolar, você inventou uma pressão que não existia.
- O profissional vai querer a sua nota até um ponto de diferença da dele. Mais adiante, com a gravidade baixa, vai querer idênticas.

Where were the bumps? — onde foram as travadas

Opcional, e a coisa mais útil do app para o caso de vocês. Avalie só as situações que realmente aconteceram no dia — deixe o resto em branco. Em algumas semanas isso responde o que um número diário sozinho não responde: **o contexto muda alguma coisa?**

Se as barras saírem mais ou menos iguais, isso confirma o quadro e simplifica o plano. Se uma se destacar bem, vale contar isso ao profissional.

As outras duas caixas

Technique used in real talk · técnica usada na conversa real

Toque em + cada vez que ele usar fala silabada, fala esticada ou uma manobra de resgate **fora** de uma sessão de treino. Este é o número que mais importa. Ficar fluente no treino é fácil; levar isso para a conversa comum é onde os programas dão certo ou fracassam.

Notes for the speech pathologist · notas para o fonoaudiólogo

O que ajudou, o que não ajudou, se a técnica se sustentou. É isso que um profissional não consegue ver numa consulta de trinta minutos. Uma frase já basta.

Progress · Progresso

Últimos 28 dias. **Leia a direção, não os dias soltos.** A gagueira varia naturalmente — um dia ruim depois de uma boa semana é normal, não é recaída.

GRÁFICO

O QUE ELE TE DIZ

Severity rating
gravidade

Os pontinhos claros são os dias soltos; a linha é a média móvel de 7 dias. **Leia a linha.** Descendo é progresso.

Where the bumps are worst
onde trava mais

Gravidade média por situação, da pior para a melhor. Barras parelhas querem dizer que o contexto não é o motor.

Technique in the wild
técnica na vida real

Uso na vida real contra dias de treino. Você quer as barras verdes subindo.

Os três quadradinhos de cima são a gravidade média, a variação no período, e quantos dias dos 28 tiveram treino. A variação fica em branco até haver pelo menos oito notas, porque abaixo disso ela estaria comparando os mesmos dias com eles mesmos.

Para a consulta

Export CSV salva uma planilha com tudo — notas diárias, minutos, uso na vida real, notas por situação, observações. **Print** imprime a página.

Leve isso. Quatro semanas de notas diárias dão a um profissional muito mais informação do que meia hora observando a criança numa sala estranha — e o guia do Oakville lembra que a fala da criança na clínica muitas vezes não é a mesma de casa.

Guides e Find help

Guides traz a versão curta da pesquisa — os programas de tratamento explicados, o que pedir na escola, como dar nota de forma consistente, e como pagar pela terapia na Austrália. Toque num título para abrir.

Find help traz a lista de clínicas, telefones e as configurações.

As três regras sobre lembrar a criança

Estas importam mais do que qualquer outra coisa neste manual, então ganharam a própria caixa.

- 1. No máximo umas uma vez por hora.** Fora das sessões de treino, um empurrãozinho para usar a técnica tem que ser raro.
- 2. Só onde ele estiver confortável.** Em casa, com a família. Não na frente dos amigos.
- 3. Nunca logo depois de uma travada.** Um lembrete que chega logo depois de uma gagueira transforma a técnica em bronca, e a criança para de usar caladinha. Lembre durante um trecho fluente, ou faça você mesmo e deixe ele entrar junto.

O que não dizer

Evite

- "Fala mais devagar."
- "Calma." "Respira fundo."
- "Pensa antes de falar."
- Terminar a palavra por ele.
- "Fala de novo" na frente dos outros.

Em vez disso

- Fale você mais devagar e pause mais.
- Pare, vire e olhe para ele.
- Espere. Deixe ele terminar a palavra.
- Responda **o que** ele disse.
- Elogie a fala lisa bem mais do que comenta as travadas.

Mais uma, direto do guia de tratamento. Se você não tiver certeza de que aquilo foi mesmo uma gagueira, não responda nada. Correções em dúvida fazem mais mal do que correção nenhuma.

Onde ficam os dados

PERGUNTA

RESPOSTA

Onde fica guardado?

No navegador, naquele aparelho só. Em mais lugar nenhum.

Alguma coisa é enviada?

Não. Sem conta, sem servidor, sem rastreamento. O app não faz nenhuma chamada de rede depois de carregar.

Ele escuta meu filho?

Não. Não existe reconhecimento de fala nele. As gravações são guardadas no aparelho para você comparar a evolução e tocar alguma para a fonoaudióloga, e nunca são enviadas para lugar nenhum — o aplicativo não tem servidor para onde enviar. Apague uma, ou todas, em **Recordings**; elas também somem com **Erase all data**.

Como faço backup?

Export CSV na aba Progress. Esse arquivo é o backup.

E se eu limpar o navegador?

Os dados vão junto. Exporte antes.

Dois aparelhos?

Eles não compartilham. Escolha um e mantenha as notas nele.

Configurações, dentro de Find help

- **Child's first name** — o primeiro nome, usado só no cumprimento.
- **Severity rating scale** — a escala: 0–10 (Oakville) ou 0–9 (Lidcombe). As notas antigas não são convertidas, então escolha uma logo e fique com ela.
- **Erase all data** — apaga tudo, definitivamente. Ele pergunta antes.

Instalar direito

Abra o app no navegador de um celular ou tablet e use **Adicionar à Tela de Início**. Ele ganha um ícone próprio e abre em tela cheia, como um app comum. Funciona sem internet depois de carregar uma vez.

Uma coisa sobre ser bilíngue

O guia do Programa Oakville é explícito: **se a criança gagueja mais em outra língua do que na língua do tratamento, o tratamento também precisa ser feito na outra língua**. Se ele gagueja em português tanto quanto em inglês, vale levar isso à consulta — e vale treinar em português em casa, mesmo com o app em inglês. A batida da fala silabada funciona igual nas duas línguas.

A única coisa para lembrar

O Steady Voice é apoio ao treino, não tratamento. Não existe boa evidência de que qualquer app trate gagueira sozinho, e o guia do Oakville diz claramente que o programa **não foi feito para um pai ou mãe conduzir sem um profissional**. Use junto com um fonoaudiólogo, não no lugar de um.